

제조원 대한민국 (주)스틱스



### 서비스센터

충북 청주시 흥덕구 공단로 134 세종테크노밸리 515호  
서비스센터번호 043-217-0020 내선 2번

## 구성품

---

- GERE
- USB 케이블
- 충전기
- 사용설명서

## 제품의 특징

---

GERE의 Laser는 파장이 808nm이며 출력은 200mW입니다.

## 각 부분 명칭

---



[ GERE ]

## 기능설명

### · 버튼/램프

GERE를 켜거나 끌 수 있습니다.



### · 동작중

- 오렌지 : 1회 (30분)
- 청 색 : 2회 (20분)
- 적 색 : 고장

### · 버튼을 누르면 램프가 켜집니다.

버튼을 누르면 램프가 켜지고 GERE가 동작합니다.

동작시간은 배터리의 충전량에 따라 자동설정되며,

오렌지색램프 ●는 30분, 청색램프 ●는 20분간 동작하는 것을 나타냅니다.

적색램프 ●가 깜빡이면 고장이오니 서비스센터로 문의바랍니다.

버튼을 한번 더 누르면 램프가 꺼지고, GERE의 동작이 중지됩니다.

## · 충전선 연결부

지정된 충전기를 사용하십시오.

녹색램프 ●가 깜빡이면, 충전선 연결부에 USB케이블과 충전기를 접속하여 충전합니다. 충전 중 일때에는 녹색램프 ●가 켜지며, 완료되면 램프가 꺼집니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오.

장시간 접속되면 배터리의 수명에 영향을 줍니다. GERE를 사용하지 않더라도 6개월에 한 번이상 충전하지 않으면 배터리는 못쓰게 됩니다.



## 보관방법

· 사용 후 GERE를 지정된 케이스에 보관 합니다.



## 사용방법

---

· 사용전에 충전이 완료되어야 합니다.

1. 버튼을 누르면, 알람소리가 나면서 램프가 켜집니다.

오렌지색 ●은 30분, 녹색 ●은 20분 작동 후 알람 소리와 함께 자동으로 꺼집니다. **사용온도는 42°C 입니다.**

2. 사용 중에 버튼을 누르면, 알람소리가 나면서 램프가 꺼지고 작동이 중지됩니다.

3. 녹색램프 ●가 깜빡이면 충전을 하셔야 합니다.

· 충전 중에 사용할 경우

충전기에 접속하고 10분 후에 사용 가능합니다.

( GERE 안전인증번호 : JJ07025-17001 | 충전기 안전인증번호 : JU10168-16004A )

1. 버튼을 누르면, 알람소리가 나고 작동되며, 10분 후에 자동으로 꺼집니다.

**사용온도는 35°C 입니다.**

2. 연속으로 3회까지 사용가능하며, 충전이 완료되면 충전기를 분리해야만 사용할 수 있습니다.

3. 사용 중에 버튼을 누르면 알람소리가 나면서 작동이 정지됩니다.

## 경고

---

- 어떠한 경우에도 적외선 레이저를 직접 눈으로 보면 안됩니다.
- 목 아래의 신체에만 사용 하십시오.
- 연속 사용시 50분 이상 사용하지 마십시오.
- 제품사용 전, 당뇨환자, 피부질환 환자, 어린이, 노약자, 열에 민감한 사용자는 화상의 우려가 있으므로 상담 후 사용하시기 바랍니다.

## 사용시 주의사항

---

- GERE를 분해, 개조, 수리하지 마십시오, 고장의 원인이 되며, 보증대상에서 제외됩니다.
- 불이나 직사광선이 강하게 비치는 곳이나, 차내등 고온에 두지 마십시오, 변형, 고장, 화상의 원인의 우려가 있습니다
- GERE를 젖은 손으로 사용하지 마십시오, 고장의 원인이 됩니다.
- GERE에 강한 충격을 주거나 무거운 물건을 올려 놓으면 고장이나 파손의 원인이 됩니다.

- 주위 온도가 20°C ~ 35°C인 곳에서 사용 하십시오.
- 완전방전 상태에서 배터리를 충전할 수 있는 횟수는 약 300회입니다.  
이 횟수는 제품의 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이며 서비스센터에서 구입할 수 있습니다.

## 제품 규격

---

- 제품명 : 전기빚질기/적외선방사 피부관리기
- 모델명 : GERE
- 크기 : Ø60mm\*19mm
- 중량 : 60g이내
- 사용온도 : 배터리 전용사용 :  $42 \pm 2^{\circ}\text{C}$   
충전기 연결사용 :  $35 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Laser 성능 : 808nm\_ 200mW

GERE

\* 본 제품은 사전에 예고없이 색상이나 모양이 변경될 수 있습니다.